



澳門大明眼鏡公司
角膜矯形鏡中心

Ortho-K III

您可曾想過白天不用再戴上眼鏡
可以視力清晰?!

您可曾想過，因戴隱形眼鏡而淚
水不足的問題消失?!

您可曾想過，度數可以穩定下來
不容易再加深?!

您可曾想過，無須冒手術的風險
就可以矯正視力?!

現在您只須每晚佩戴矯形眼鏡就
能享受它帶給您的各種矯正視力
後的新體驗。

Tai Meng Optical Co., Macau
Ortho-K Centre
Tel: (853) 322008 Fax: (853) 336039
URL: <http://www.i-macau.com>
Email: taimeng@i-macau.com

適合的使用者

由於角膜矯形鏡可以令近視度數穩定，不易加深的特質，故很適合於8至21歲的年青人，因該年齡是加深度數的高峰期，可以控制度數加深對於眼球發育及將來有著深遠的影響。

另外，對於某些特別職業亦能帶來無限方便，如紀律部隊、消防員、飛行員及運動員等等。

當然除了上述人員及職業外，任何近視患者都可以佩戴的；只要您附有條件。

此鏡片適合於近視度數在-6.00D以下，散光在-2.00D以下者，通常適應期會在一至七天左右，約百分之八十的佩戴者可以回復正常視力。

角膜矯形鏡的原理

近視患者由於光線聚焦在視網膜前，引致看物模糊，要戴上凹透鏡才能令視力回復。〔圖1〕

若戴上矯形鏡後一段時間可以令眼角膜按照所須弧度暫時改變，從而令光線能正確地聚焦於視網膜上。〔圖2〕

除下矯形鏡後視力回復正常。〔圖3〕


角膜矯形鏡的性質

角膜矯形鏡是採用高透氧材料製造，絕對適合晚上佩戴，所有鏡片皆採用美國食物及管理局(FDA)已批准的材料。鏡片採用多弧區設計，根據近視患者光度及弧度來度身訂造有效的矯形鏡。每一鏡片都必須經過精密的計算才能準確地令佩戴者將近視減除。

本公司提供免費測試服務，檢查閣下是否適合使用上述鏡片。

若有更多疑問可與我們聯絡或瀏覽以下網頁。
<http://www.i-macau.com/taimeng/ortho-k>

Ortho-K 矯正視力的原理




<http://www.i-macau.com>

taimeng (Ortho-k Centre)

圖 1

Ortho-K 矯正視力的原理




<http://www.i-macau.com>

taimeng (Ortho-k Centre)

圖 2

Ortho-K 矯正視力的原理



<http://www.i-macau.com>

taimeng (Ortho-k Centre)

圖 3